

ARTISTRY™

Artistry Derma-Architect™

Häufig gestellte Fragen



GERÄTEDATEN

1. Wer sind die Zielgruppen für das neue Artistry Derma-Architect™ Gerät?

Menschen, die nach Möglichkeiten suchen, wie sie ihre Hautpflegeroutinen verbessern können, unabhängig von Alter oder Hauttyp. Hautpflege-Enthusiasten mit einem umfassenden Verständnis von Hautgesundheit und Interesse an hochentwickelten Hautpflegeformeln und -technologien.

2. Was ist das Besondere an dem Artistry Derma-Architect Gerät?

- Es vereint 2 unterschiedliche Funktionen und 6 Technologien, die auf Erkenntnissen aus professionellen Behandlungen beruhen, in 1 Gerät, das Sie ganz bequem zu Hause verwenden können.
- Es ist klinisch erwiesen, dass das Gerät die Kollagenbildung stimuliert und die Aufnahme von Pflanzenmikronährstoffen* fördert. Das Ergebnis ist jünger wirkende Haut.
- Das Gerät hat ein innovatives, einfach zu handhabendes Design und ist mit einer benutzerfreundlichen LCD-Anzeige und einer hygienischen Halterung mit UV-C-Licht-Reinigungsfunktion ausgestattet.

3. Wie funktioniert das neue Artistry Derma-Architect Gerät?

Das Gerät verfügt über 2 Funktionen. **Skin Fitness** vitalisiert die Haut, unterstützt die natürliche Zellerneuerung und regt die Kollagenbildung an, um die Elastizität und Straffheit der Haut zu erhöhen. Ergänzend dazu ermöglicht **Skin Nutrition** die Aufnahme von Pflanzenmikronährstoffen* und Hautpflegeformeln, die die Haut pflegen und revitalisieren und so ihr gesundes, strahlendes Aussehen bewahren.

* Pflanzenmikronährstoffe aus dem Artistry Skin Nutrition™ Anti-Aging-Serum und dem Artistry Skin Nutrition Korrektur-Serum

4. Was ist der Unterschied zwischen Ultraschall und Sonophorese?

Jede Technologie bietet je nach Kombination mit anderen Technologien unterschiedliche Vorteile, auch wenn der Mechanismus derselbe ist. Im Skin Nutrition-Programm werden Inhaltsstoffe von Hautpflegeprodukten durch Sonophorese in die Haut befördert, im Skin Fitness-Programm regt Ultraschall die Erneuerung der Haut an.*

* Mehr zu diesen Technologien erfahren Sie in der Artistry Derma-Architect PowerPoint-Präsentation in der Amway Bibliothek.

5. Welche Wellenlänge hat das LED-Licht von Artistry Derma-Architect™?

Das rote LED-Licht des Derma-Architect Geräts hat eine Mittenwellenlänge von 625 nm mit einer Abweichung von ± 5 nm. Es bewegt sich bei einer Zentralwellenlänge von 625 nm also größtenteils im Bereich von 620 bis 630 nm.

6. Wo wird Artistry Derma-Architect hergestellt?

Das Gerät zeichnet sich durch hochmoderne Technologie aus und erzielt sichtbare Ergebnisse. Es wurde von einem Team aus führenden Wissenschaftlern und Experten am Amway East Innovation Center in Korea entwickelt. Auch die Herstellung erfolgt dort.

7. Wurde Artistry Derma-Architect an Tieren getestet?

Nein. Die Artistry™ Marke ist gegen Tierversuche. Gemäß EU-Vorschriften testen wir unsere Produkte und Inhaltsstoffe nicht an Tieren. Wir haben uns der Entwicklung und Förderung alternativer Testmethoden verschrieben und unterstützen deren Einsatz in der Branche und weltweit durch Aufsichtsbehörden.

8. Ist die Verpackung von Artistry Derma-Architect recycelbar?

Die Verpackung, bestehend aus Klarsichtpackung aus Kunststoff (für das Gerät, den Aufsatz und die Halterung) und Schachtel (für das Kabel), ist vollständig recycelbar. Auch der Karton kann recycelt werden.

9. Können Personen unter 18 Jahren das Gerät nutzen?

Es ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.

VERWENDUNG DES GERÄTS

10. Wie oft sollte ich Artistry Derma-Architect™ verwenden?

Das Skin Nutrition-Programm ist für die tägliche Behandlung am Morgen und am Abend vorgesehen, das Skin Fitness-Programm sollte zweimal pro Woche abends verwendet werden. Nähere Informationen zur ausführlichen Hautpflegeroutine mit Artistry Derma-Architect finden Sie in der Bedienungsanleitung, dem Anwendungsvideo und der PowerPoint-Präsentation in der Amway Bibliothek.

11. Muss ich Artistry Derma-Architect exakt zweimal pro Woche abends verwenden? Kann ich das Gerät auch jeden Abend oder sowohl morgens als auch abends verwenden?

In Bezug auf Skin Fitness empfehlen wir dringend, das Gerät nur zweimal pro Woche abends zu verwenden, denn diese Häufigkeit genügt, um Ergebnisse zu erzielen. In Bezug auf Skin Nutrition können Sie das Gerät täglich morgens und abends verwenden, je nachdem, wie empfindlich Ihre Haut ist.

12. Woher weiß ich, welches Programm aktiviert ist? Ist es möglich, das falsche Programm zu aktivieren?

Es ist nicht möglich, das falsche Programm zu aktivieren. Beim Einschalten des Geräts erfolgt die Erkennung des Skin Fitness- oder Skin Nutrition-Programms je nachdem, ob der Skin Fitness-Ring oder der Skin Nutrition-Ring aufgesteckt ist, automatisch.

Wenn Sie den Skin Nutrition-Ring verwenden, müssen Sie auf der LCD-Anzeige zwischen dem Vitamin C-Modus und dem Skincare-Modus (Hautpflege-Modus) wählen.

13. Kann ich nach der Behandlung von 50 Stellen im Skin Fitness-Programm mit weiteren Stellen fortfahren, falls ich nicht alle Bereiche komplett behandelt habe?

Ja, aber bitte stellen Sie sicher, dass Sie nur Bereiche behandeln, die Sie zuvor ausgelassen haben.

14. Kann ich nach der Behandlung von 50 Stellen im Skin Fitness-Programm mit weiteren Stellen fortfahren, die ich bereits behandelt habe?

Wir empfehlen, im Skin Fitness-Programm dieselbe Stelle nicht mehrmals zu behandeln.

15. Kann ich nach der Behandlung von 50 Stellen im Skin Fitness-Programm mit der Behandlung einer anderen Person fortfahren?

Ja, aber nach 5 aufeinanderfolgenden Behandlungen benötigt das Gerät eine Abkühlzeit von 10 Minuten.

16. Ist das Skin Nutrition-Programm auch für den Hals geeignet?

Sie können beide Seiten des Halses im Skin Nutrition-Programm behandeln. Sparen Sie aber bitte die Mitte des Halses aus, in der sich der Philtrumbereich befindet.

17. Kann ich nach Skin Nutrition mit Skin Fitness fortfahren?

Ja. Wir empfehlen allerdings, als Erstes Skin Fitness zu verwenden. Prinzipiell können Sie im Anschluss an Skin Nutrition mit Skin Fitness fortfahren. Nach einer Skin Fitness-Behandlung sollten Sie Gelrückstände abspülen. Wenn Sie also zuerst Skin Nutrition verwenden, könnte es sein, dass Sie das Serum oder die Hautpflegeprodukte, die Sie für die Behandlung mit dem Gel aufgetragen haben, abwaschen. Um die Aufnahme aktiver Inhaltsstoffe zu maximieren, empfehlen wir daher in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung, zuerst Skin Fitness zu verwenden.

18. Kann ich auch nur das Skin Fitness-Programm verwenden?

Ja. Skin Fitness ist ein wirksames Programm für straffere Haut. Für ein optimales Produkterlebnis empfehlen wir jedoch die Verwendung von Skin Fitness und Skin Nutrition.

19. Führt eine höhere Intensitätsstufe zu besseren Ergebnissen?

Eine höhere Intensitätsstufe bedeutet nicht bessere Ergebnisse. Zustand, Empfindlichkeit und Struktur der Haut (d. h. Dicke) sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die für Ihre Haut geeignete Intensitätsstufe auswählen.

20. Welche Artistry Produkte sind für welches Programm empfohlen?

Im Folgenden sehen Sie die für die unterschiedlichen Programme von Artistry Derma-Architect™ empfohlenen bzw. erforderlichen Produkte:

Skin Fitness-Programm: Die Verwendung des Artistry Derma-Architect Booster-Gels ist erforderlich.

Vitamin C-Modus: Die Verwendung des Artistry Skin Nutrition™ Vitamin C + HA3 Täglichen Serums ist erforderlich.

Skincare-Modus (Hautpflege-Modus): Kann mit einer Reihe von Artistry Skin Nutrition Seren und Feuchtigkeitspflege verwendet werden.

21. Welche Artistry Produkte sollten nicht zusammen mit Artistry Derma-Architect verwendet werden?

Folgende Produkte sollten nicht zusammen mit Artistry Derma-Architect verwendet werden: Artistry Signature Select Peeling Maske, Artistry Signature Select Aufhellende Maske, Artistry Labs Retexturierendes Peeling, Artistry Labs Retexturierendes Serum.

22. Kann ich Artistry Derma-Architect zusammen mit dem Artistry Massage-Set für Gesicht und Körper mit Jade-Massageroller und Gua-Sha-Stein verwenden?

Ja, Sie können beide Produkte gleichzeitig verwenden. Eine Massage mit dem Artistry Massage-Set für Gesicht und Körper kühlt und erfrischt die Haut. Sie bringt zudem den Kreislauf in Schwung und fördert den Lymphfluss.

23. Wurde Artistry Derma-Architect mit allen Artistry Hautpflegeprodukten getestet?

Nein, aber wir können Ihnen versichern, dass im Skincare-Modus alle Formeln von Artistry Hautpflegeprodukten tiefer in die Haut eindringen, was auch unsere klinischen und In-vitro-Testergebnisse belegen.

24. Kann Artistry Derma-Architect™ nur mit Artistry Hautpflegeprodukten und nicht mit anderen Hautpflegeprodukten verwendet werden?

Artistry Derma-Architect wurde für die Verwendung mit Artistry Hautpflegeprodukten entwickelt. Auf diese Weise erzielen Sie die besten Ergebnisse. Wir empfehlen daher dringend, Artistry Hautpflegeprodukte zu verwenden.

25. Kann Artistry Derma-Architect™ während der Schwangerschaft verwendet werden?

Eine Verwendung in der Schwangerschaft wird nicht empfohlen.

26. Was sollte ich tun, wenn es während der Verwendung zu Hautreizungen kommt?

Testen Sie das Gerät zunächst auf der Innenseite des Unterarms, bevor Sie es auf dem Gesicht anwenden. Ist die Intensität gut auszuhalten, beginnen Sie auf der niedrigsten Intensitätsstufe mit der Gesichtsbehandlung. Sofern keine Hautreizungen auftreten, können Sie die Intensitätsstufe mit der Zeit allmählich erhöhen. Sollte die Behandlung unangenehm sein, stellen Sie bitte eine niedrigere Intensitätsstufe ein. Bei anhaltenden Reizungen setzen Sie die Behandlung bitte 2 Tage lang aus. Bei Reizungen, die über diesen Zeitraum hinaus anhalten, wenden Sie sich bitte an einen Arzt.

27. Ich spüre während der Verwendung ein Zittern um die Augen und den Mund herum. Was sollte ich tun?

Bitte halten Sie mit dem Gerät 1 cm Abstand zu den Augen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt an den Augen und am Mund. Sollte ein Zittern auftreten, auch wenn Sie das Gerät nicht direkt an den Augen und am Mund verwenden, unterbrechen Sie bitte die Behandlung und setzen Sie sie mit einer niedrigeren Intensitätsstufe fort. Falls das Symptom weiterhin besteht, verwenden Sie das Gerät bitte nicht weiter.

28. Kann ich das Gerät nach ästhetischen Behandlungen wie z. B. Injektionen, Fillern oder Fettaufspritzungen verwenden?

Verwenden Sie das Gerät nicht für Bereiche, in denen derartige Behandlungen stattgefunden haben. Konsultieren Sie vor der Verwendung einen Arzt.

29. Kann ich es verwenden, wenn ich Zahnimplantate habe?

Die Technologien, die in dem Gerät zum Einsatz kommen, gelten zwar allgemein als sicher – Personen, denen vor Kurzem Implantate eingesetzt wurden, sollten aber dennoch vor der Verwendung des Geräts Rücksprache mit ihrem Zahnarzt halten, insbesondere wenn die Wundheilung noch nicht abgeschlossen ist.

30. Kann ich Peeling-Produkte verwenden, wenn ich Artistry Derma-Architect™ in meine Hautpflegeroutine integriere?

Peeling-Produkte können die Haut reizen und sollten daher nicht mit Derma-Architect verwendet werden. Wann Sie mit der Behandlung fortfahren können, hängt von der Stärke des verwendeten Peeling-Produkts ab. Generell empfehlen wir aber, nach einem Peeling 2 bis 3 Tage zu warten.

31. Kann das Gerät bestehende Hautprobleme wie Akne oder Rosacea verschlimmern?

Falls Sie Rosacea oder starke Akne im Gesicht haben, sollten Sie dieses Gerät nicht verwenden. Bei leichter Akne oder nur einigen wenigen Pickeln können Sie das Gerät verwenden, sollten aber die betroffenen Stellen aussparen.

32. Ich habe mich einer professionellen dermatologischen Behandlung unterzogen. Kann ich das Gerät sicher verwenden?

Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts, wenn Sie sich in den letzten 2 Monaten plastischer Chirurgie oder einer professionellen dermatologischen Behandlung unterzogen haben. Konsultieren Sie vor der Verwendung einen Dermatologen.

33. Kann ich das Produkt verwenden, wenn ich einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes Gerät habe?

Nein, bitte verwenden Sie das Gerät in diesem Fall nicht.

34. Gibt es irgendwelche Kontraindikationen für die Verwendung des Geräts (z. B. gesundheitliche Probleme, Medikamente, Hauterkrankungen wie Rosacea oder Ekzeme)?

Das Artistry Derma-Architect Gerät ist als Ergänzung für individuelle Hautpflegeroutinen gedacht. Wer allerdings bestimmte Hauterkrankungen (wie z. B. Rosacea, Ekzeme oder viele Pickel) oder gesundheitliche Probleme hat oder bestimmte Medikamente einnimmt, sollte vor der Verwendung einen Arzt kontaktieren.

Halten Sie bei Kontaktdermatitis oder einer anderen schweren Erkrankung, wegen der Sie in Behandlung sind, vor der Verwendung des Produkts Rücksprache mit einem Arzt.

35. Ist die Verwendung des Geräts auf anderen Bereichen als dem Gesicht, z. B. den Händen, dem Dekolleté oder der Kopfhaut, sicher?

Artistry Derma-Architect™ wurde für die Verwendung im Gesichts- und Halsbereich entwickelt und getestet. Eine Verwendung auf anderen Körperbereichen wird nicht empfohlen.

36. Kann das Gerät nach Aufenthalt in der Sonne oder dem Bräunen verwendet werden?

Sollte die Haut rote Stellen, Entzündungen oder eine erhöhte Empfindlichkeit aufweisen oder sich unangenehm bzw. komisch anfühlen, unterbrechen Sie die Verwendung bitte sofort so lange, bis sich die Haut vollständig erholt hat.

37. Warum benötigt das Gerät zur Aktivierung Hautkontakt?

Das liegt an der elektrischen Funktion des Geräts. Voraussetzung für den Stromfluss ist ein geschlossener Stromkreis mit einem Pluspol (+) und einem Minuspol (-). Die Berührungssensoren auf beiden Seiten des Geräts fungieren als Pluspol, die Elektroden auf dem Aufsatz als Minuspol. Beide Pole müssen miteinander verbunden sein, damit der Stromkreis geschlossen ist und das Gerät in Betrieb genommen werden kann.

38. Was sollte ich tun, wenn es bei mir (oder einem Kunden) nach der Verwendung von Artistry Derma-Architect zu einer Hautreaktion kommt?

Artistry Derma-Architect wurde in Bezug auf Sicherheit und Hautreizungen geprüft. Individuelle Reaktionen sind jedoch möglich. Kommt es zu einer Hautreaktion, beenden Sie die Verwendung bitte sofort. Verwenden Sie das Produkt nicht auf geschädigter oder verletzter Haut und wenden Sie sich an einen Arzt, falls nach der Verwendung Symptome wie z. B. Ausschlag auftreten.

39. Ist das Gerät für Personen mit empfindlicher Haut geeignet?

Das Gerät wurde nicht speziell für Personen mit empfindlicher Haut getestet. Bei empfindlicher Haut sollten Sie das Gerät auf niedrigeren Intensitätsstufen verwenden. Bei Reizungen setzen Sie die Behandlung bitte 2 bis 3 Tage lang aus.

40. Was sollte ich tun, wenn bei der Verwendung des Geräts im Vitamin C-Modus ein Brennen auftritt?

Bei korrekter Verwendung sollte das Produkt an sich kein Brennen verursachen. Einige Personen reagieren möglicherweise empfindlich auf das Artistry Skin Nutrition Vitamin C + HA3 Tägliche Serum und sollten daher den Vitamin C-Modus meiden. Bitte führen Sie vor der Verwendung dieses Modus einen Patch-Test durch.

41. Was sollte ich tun, wenn bei der Verwendung des Geräts im Skin Fitness-Programm ein Brennen bzw. Hitzegefühl auftritt?

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständigen Hautkontakt hat. Liegt das Gerät nicht lückenlos auf der Haut auf, kann es passieren, dass sich Hitze in kleineren Bereichen konzentriert und ein unangenehmes Gefühl verursacht. Beginnen Sie mit einer niedrigeren Intensitätsstufe und erhöhen Sie diese allmählich. Wenn Sie die Hitzeentwicklung als zu stark empfinden, verringern Sie die Intensität um eine Stufe.

42. Was sollte ich tun, wenn es während der Verwendung zu Hautreizungen kommt?

Testen Sie das Gerät zunächst auf der Innenseite des Unterarms, bevor Sie es auf dem Gesicht verwenden. Ist die Intensität gut auszuhalten, beginnen Sie auf der niedrigsten Intensitätsstufe mit der Gesichtsbehandlung. Sofern keine Hautreizungen auftreten, können Sie die Intensitätsstufe mit der Zeit allmählich erhöhen. Sollte die Behandlung unangenehm sein, stellen Sie bitte sofort eine niedrigere Intensitätsstufe ein. Bei anhaltenden Reizungen setzen Sie die Behandlung bitte 2 Tage lang aus. Bei Reizungen, die über diesen Zeitraum hinaus anhalten, wenden Sie sich bitte an einen Arzt.

INSTANDHALTUNG DES GERÄTS

43. Muss ich die Ringe von Zeit zu Zeit ersetzen?

Die Artistry Derma-Architect Ringe müssen nicht regelmäßig ersetzt werden. Das Alter der Ringe hat keinen Einfluss auf die Funktionalität, da die mechanischen und elektrischen Komponenten des Geräts in der Regel nicht verschleifen.

44. Können die Ringe separat erworben werden?

Nein, die Ringe sind nicht separat erhältlich. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das Contact Center.

45. Wie kann ich das Gerät reinigen?

Artistry Derma-Architect™ ist ein durchdachtes elektronisches Gerät, das nur ein Mindestmaß an Reinigung und Instandhaltung erfordert. Schalten Sie das Gerät nach jeder Anwendung aus. Wischen Sie das gesamte Gehäuse, den Aufsatz, den Skin Fitness-Ring und den Skin Nutrition-Ring vorsichtig mit einem sauberen, nicht kratzenden Mikrofasertuch oder Feuchttuch ab.

Reinigen Sie die Innen- und Außenseite der Halterung mit einem weichen Tuch oder einem Feuchttuch und legen Sie das Gerät in die Halterung. Der Ladevorgang beginnt automatisch. Gleichzeitig wird der Aufsatz mithilfe der UV-LED in der Aufsatz-Abdeckung gereinigt.

46. Kann ich mit Alkohol getränkte Wischtücher für die Reinigung verwenden?

Ja, aber nutzen Sie bitte nur Feuchttücher oder mit Alkohol getränkte Wischtücher ohne aggressive Chemikalien oder Reinigungsmittel.

47. Wie lange dauert der Reinigungsvorgang?

8 Minuten.

48. Woher weiß ich, dass das Gerät vollständig geladen ist?

Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht unter der LCD-Anzeige auf. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, wechselt das rote Licht zu Grün.

49. Welche Akkuladung hat das Produkt bei der Auslieferung? Wie lange dauert es, bis der Akku ausgehend vom Akkustand bei der Auslieferung vollständig geladen ist?

Das Gerät ist bei der Auslieferung zu ungefähr 60 % geladen. Bis es vollständig geladen ist, dauert es 1 bis 2 weitere Stunden. Am schnellsten lädt das Gerät bei einem Ladestand zwischen 0 % und 50 %. Sobald es zu 90 % geladen ist, wird die Ladegeschwindigkeit aufgrund von Vorschriften gedrosselt, sodass die letzte Phase des Ladevorgangs etwas länger dauert.

50. Warum befindet sich eine SD-Karte in der Unterseite des Geräts?

Auf der SD-Karte ist das Betriebsprogramm installiert. Ohne die SD-Karte kann das Gerät nicht betrieben werden. Nehmen Sie die SD-Karte nicht aus dem Gerät heraus.

INFORMATIONEN ZUM ARTISTRY DERMA-ARCHITECT™ BOOSTER-GEL

51. Muss ich im Artistry Derma-Architect Skin Fitness-Programm das Artistry Derma-Architect Booster-Gel verwenden?

Ja, im Skin Fitness-Programm ist die Verwendung des Artistry Derma-Architect Booster-Gels erforderlich. Es sorgt nicht nur dafür, dass das Gerät sanft über die Haut gleitet, sondern bildet auch eine Schutzschicht, die die Haut vor der durch Hochfrequenz erzeugten Hitze schützt und so unangenehme Empfindungen vorbeugt.

52. Ist das Artistry Derma-Architect Booster-Gel im Lieferumfang des Geräts enthalten?

Nein, das Gel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen es separat bestellen.

53. Kann ich statt des Artistry Derma-Architect Booster-Gels andere feuchtigkeitsspendende Artistry Produkte oder Gelprodukte verwenden?

Nein, wir empfehlen die Verwendung des Artistry Derma-Architect Booster-Gels im Skin Fitness-Programm. Das Gel wurde speziell für die gleichmäßige Leitung von Energie in die Haut entwickelt und ermöglicht unseren Tests zufolge optimale Ergebnisse.

54. Welche Inhaltsstoffe enthält das Artistry Derma-Architect™ Booster-Gel, die speziell für die Verwendung von Artistry Derma-Architect vorgesehen sind?

Das Artistry Derma-Architect Booster-Gel enthält Inhaltsstoffe, die die Bildung von Hitzeschock-Proteinen zum Schutz der Haut vor Hitze fördern, Mineralstoffe wie Calcium, Natrium, Magnesium und Kalium, die die Leitfähigkeit und die gleichmäßige Leitung der von dem Gerät erzeugten Energie in die Haut unterstützen, und Fermetia Cica, einen Inhaltsstoff mit beruhigender Wirkung.

55. Kann ich auch nur das Artistry Derma-Architect Booster-Gel verwenden?

Ja, aber wir können in diesem Fall keine verlässlichen Aussagen über die Vorteile für die Haut treffen, da wir die alleinige Verwendung des Gels nicht getestet haben.

56. Wie viel Artistry Derma-Architect Booster-Gel sollte für eine Behandlung mit Artistry Derma-Architect verwendet werden?

Geben Sie eine münzgroße Menge (ca. 4 cm Durchmesser) Gel auf die Hand.

57. Ist das Artistry Derma-Architect Booster-Gel dermatologisch getestet?

Ja, die Formel wurde dermatologisch getestet und für sicher befunden, wenn sie wie angewiesen verwendet wird.

58. Wie lange ist das Artistry Derma-Architect Booster-Gel haltbar, und wie lange kann ich es nach dem Öffnen verwenden?

Das Produkt ist in ungeöffnetem Zustand bis zu drei Jahre (36 Monate) haltbar. Nach dem Öffnen sollte es innerhalb von 12 Monaten verbraucht werden. Danach kann die Wirksamkeit des Produkts nicht mehr vollständig gewährleistet werden.

59. Wie lange reicht eine Tube Artistry Derma-Architect Booster-Gel?

Das Artistry Derma-Architect Booster-Gel ist in einer 120-ml-Tube erhältlich. Bei zwei Behandlungen des Gesichts und des Halses pro Woche mit jeweils einer münzgroßen Menge (ca. 4 cm Durchmesser) reicht diese Tube für viereinhalb Monate. Je nach Anwenderverhalten sind allerdings Abweichungen möglich.

ARTISTRY DERMA-ARCHITECT™ IM VERGLEICH ZU ARTISTRY LABS™

60. Was ist der Unterschied zwischen Artistry Derma-Architect und dem Artistry Labs Retexturierenden System?

Das Artistry Labs Retexturierende System wurde für fahle, raue Haut mit sichtbaren Poren, ein unebenmäßiges Hautbild und einen Mangel an Strahlkraft entwickelt. Es sorgt dafür, dass sich die oberste Hautschicht sauberer, glatter und weicher anfühlt. Das Hautbild verbessert sich sichtlich, die Poren wirken kleiner und die Haut strahlender, feine Linien erscheinen weniger prominent.

Artistry Derma-Architect trägt zur Vorbeugung und Korrektur von Alterungsanzeichen wie Schläffheit, feinen Linien und Fältchen und Verlust von Straffheit und Elastizität bei. Das Gerät leitet Energie in die tieferen Hautschichten, was den Hautton verbessert, die Haut strafft, Fältchen mildert und die Kollagenbildung anregt und letztendlich für eine Verbesserung der Elastizität, Straffheit und allgemeinen Widerstandsfähigkeit der Haut sorgt.

61. Kann ich Artistry Derma-Architect zusammen mit Artistry Labs verwenden?

Wir empfehlen, Artistry Derma-Architect das ganze Jahr über zu verwenden und in den 28 Tagen, in denen Sie Artistry Labs verwenden, eine Pause einzulegen. Wenn Sie dennoch beide Geräte im gleichen Zeitraum verwenden möchten, so tun Sie dies bitte nur an Tagen, an denen Sie das Skin Nutrition-Programm nutzen, aber nicht während der Verwendung des Skin Fitness-Programms.

62. Was ist der Unterschied zwischen der Artistry Labs LED und dem roten LED-Licht von Artistry Derma-Architect?

Das rote Artistry Labs LED-Licht verstärkt die Wirkung von Inhaltsstoffen des Retexturierenden Serums. Als Komponente von Artistry Derma-Architect hingegen unterstützt es die hautstraffenden Eigenschaften von Hochfrequenz und Ultraschall.

ARTISTRY DERMA-ARCHITECT™ IM VERGLEICH ZU ARTISTRY™ DERMASONIC

63. Ersetzt Artistry Derma-Architect Artistry Dermasonic?

Hautpflegetechnologien und -trends entwickeln sich immer weiter. Auch bei Artistry steht Innovation hoch im Kurs: Mit Artistry Derma-Architect ist ein hochmodernes Hautpflegegerät der nächsten Stufe für Behandlungen zu Hause erhältlich.

64. Ich bin ein großer Fan von Artistry Dermasonic und habe damit in Kombination mit Artistry Hautpflegeprodukten hervorragende Ergebnisse erzielt. Lohnt es sich, zu Artistry Derma-Architect zu wechseln?

Was würden Sie sagen, wenn Sie noch bessere Ergebnisse erzielen könnten? Artistry Derma-Architect bietet zwei unterschiedliche Behandlungsmethoden, die alle bisherigen Synergieeffekte mit Artistry Hautpflegeprodukten übertreffen. Nährstoffe sind das A und O für gesunde Hautzellen. Artistry Derma-Architect funktioniert wie folgt:

- Skin Fitness stimuliert Hautzellen in zwei unterschiedlichen Hautschichten mit zwei Arten von thermischer Energie. Darauf reagieren die Zellen mit der Bildung von neuem Kollagen.
- Anschließend befördert Skin Nutrition Vitamine und Mineralstoffe aus Pflanzenmikronährstoffen* und Hautpflegeformeln aus allen Artistry Hautpflegeprodukten tief in die Haut.

* Pflanzenmikronährstoffe aus dem Artistry Skin Nutrition Anti-Aging-Serum und dem Artistry Skin Nutrition Korrektur-Serum

65. Was ist der Unterschied zwischen Artistry™ Dermasonic und Artistry Derma-Architect™?

Während beim Artistry Dermasonic die Massage und Stimulation der Haut, sodass Hautpflegeseren tief eindringen können, über Derma-Ionen-Galvanik erfolgt, verfügt das Artistry Derma-Architect Gerät über neuartige Technologien zur optimalen Aufnahme von Pflanzennährstoffen: Elektroporation, Sonophorese und Iontophorese. Es bietet außerdem eine gänzlich neue Funktion zur Anregung der natürlichen Kollagenbildung mithilfe zweierlei Arten von thermischer Energie (Hochfrequenz und Ultraschall).

Eine Reinigung der Haut und Behandlung der Augenpartie ist mit dem Artistry Derma-Architect Gerät nicht möglich.

66. Kann ich sowohl Artistry Derma-Architect als auch Behandlungen der Augenpartie und eine Reinigung der Haut mit Dermasonic in meine Hautpflegeroutine integrieren?

Nein. Behandlungen der Augenpartie und eine Reinigung der Haut mit Dermasonic am selben Tag wie eine Behandlung mit Artistry Derma-Architect werden nicht empfohlen.

67. Kann ich mein Artistry Dermasonic Gerät weiterhin mit Artistry Produkten verwenden?

Ja, Sie können Ihr Artistry Dermasonic Gerät weiterhin mit Ihren gewohnten Artistry Produkten wie dem Artistry Vitamin C + HA3 Täglichen Serum oder auch mit den neuen Artistry Skin Nutrition Anti-Aging- und Korrektur-Seren verwenden. Wählen Sie in Kombination mit dem Anti-Aging-Serum den „Hydrate“-Modus (Hydrieren-Modus) und in Kombination mit dem Korrektur-Serum den „Wrinkle“-Modus (Fältchen-Modus) aus.